

Keramikreparatur System Kerasys LC – Neues Spritzen-Design ab 1. Juli

Sehr geehrte Kunden,

wir möchten Sie darüber informieren, dass wir ab dem 1. Juli 2019 das Primärpackmittel der Technovit 25... Farben ändern werden. Ab diesem Tag wird neu hergestelltes Technovit-Pastenmaterial in eine neue Spritze abgefüllt.

Keine Änderungen

Wir haben darauf geachtet, dass die Hauptfunktionen der Spritze mit dem aktuellen „alten“ Modell identisch sind. Auch wenn er größer aussieht, hat der Spritzenausgang den gleichen Durchmesser von 3 mm.

Vorteil

Ein großer Vorteil des neuen Designs ist der Deckel der Spritze. Er lässt sich sehr einfach öffnen und schließen, indem Sie ihn einfach abziehen und zurückschieben. Es ist nicht mehr erforderlich, ihn aufzuschrauben und er verbleibt weiterhin auf der Spritzenoberseite.

Nächste Schritte

Abhängig von der Lagersituation der einzelnen Technovit 25... Farben erhalten Sie die alte Spritze, bis sie verbraucht ist. Wenn Sie neue Farben bestellen oder der Vorrat in unserem Lager aufgebraucht ist, erhalten Sie die Spritze im neuen Design.

Bei weiteren Fragen zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.



KULZER

MITSUI CHEMICALS GROUP

Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau, Germany
Tel: 0049 (0)6181 9689-2574 or 2571
Fax: 0049 (0)6181 9689-3864
technik.wehrheim@kulzer-dental.com
www.kerasys.de